

Informationsfilm Myairvo2

Koppling Myairvo2.

Häll i kokat avsvolat vatten i kammaren.

Koppla på grimma.

Sätt i kammaren i apparaten.

Anslut slang.

Häng upp slang.

Starta apparaten.

Vänta tills apparaten visar att den kan användas. Det tar cirka 10 till 15 minuter.

Anslut grimman till patienten.

Ta bort grimman och häng upp den på ställningen.

Låt apparaten genomföra torkprogrammet på 100 minuter.

Byte av filter.

Vid anslutning av syrgas görs detta via apparatens syrgaskoppling.